

## 1550477 - EM 37 ceinture abdominale - 70 x 140 cm - 1 pc



### Déscription

Si vous entraînez régulièrement vos muscles abdominaux, vous pouvez également les soutenir avec la ceinture de renforcement abdominal. Grâce à la ceinture d'extension et au tour de taille flexible, il convient à toutes les postures. Fournit un entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et latéraux. Avec 4 électrodes de contact résistantes à l'usure et un matériau en carbone conducteur, aucun gel de contact ou électrode de remplacement n'est nécessaire (électrodes de contact à l'eau). Pour une stimulation musculaire individuelle, 2 électrodes adhésives peuvent être connectées (non incluses). Avec une ceinture d'extension, 5 programmes d'entraînement entre 22 et 31 min, un compte à rebours, un interrupteur de sécurité et un indicateur de batterie faible. La ceinture peut être lavée à la main. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes, aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques, aux épileptiques et aux personnes souffrant d'arythmies cardiaques. Livré avec 3 piles AAA 1,5 V.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	64703
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce