

## 1024866 - Mepore® - stérile - 9 x 20 cm - 1 x 50 pcs



### Déscription

Mepore® est un pansement respirant et auto-adhésif adapté aux plaies sèches à humides, aux plaies chirurgicales et aux coupures et écorchures. Le support est hydrofuge et protège la plaie de la contamination externe. Mepore® a une couche de contact légèrement adhésive douce pour la peau qui assure une fixation douce. Facile à utiliser, épouse bien les contours du corps et est confortable pour le patient.

### Avantages

- Adhésif à base d'eau et sans solvant assurant une fixation douce
- L'interface est faiblement adhérente
- Respirant pour prévenir la macération et contribuer à maintenir la plaie dans un milieu humide
- Le papier de protection facile à retirer est également aseptique
- Le matériau est conformable et flexible pour ne pas entraver les mouvements du corps
- La couche adhésive en polyacrylate à base d'eau garantit une fixation sûre

## Spécifications

<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1024866
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	9 x 20 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte