

1024866 - Mepore® - stérile - 9 x 20 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Mepore® est un pansement respirant et auto-adhésif adapté aux plaies sèches à humides, aux plaies chirurgicales et aux coupures et écorchures. Le support est hydrofuge et protège la plaie de la contamination externe. Mepore® a une couche de contact légèrement adhésive douce pour la peau qui assure une fixation douce. Facile à utiliser, épouse bien les contours du corps et est confortable pour le patient.

Avantages

- Adhésif à base d'eau et sans solvant assurant une fixation douce
- L'interface est faiblement adhérente
- Respirant pour prévenir la macération et contribuer à maintenir la plaie dans un milieu humide
- Le papier de protection facile à retirer est également aseptique
- Le matériau est conformable et flexible pour ne pas entraver les mouvements du corps
- La couche adhésive en polyacrylate à base d'eau garantit une fixation sûre

Spécifications

Compresse	Oui
Perforé	Non
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	9 x 20 cm
Type d'emballage	Boîte