


## 1560002 - LYS-5630 set d'aspiration - 1 x 10 pcs



### Déscription

Ces ensembles Link Yankauer sont pré-connectés à un connecteur d'aspiration Pennine de 3 mètres, LY-3600 Midi inclus. Pour l'aspiration chirurgicale générale. Double emballage stérile dans des sachets pelables individuels.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 300 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte