

1541610 - Molicare® Skin clean - lingettes humides - 20 x 30 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Les produits nettoyants MoliCare® Skin ont un pH de 5,5 neutre pour la peau et respectent la couche protectrice naturelle de la peau.

Le bain de toiletteage, la lotion de lavage et le shampooing sont utilisés avec de l'eau. Les flanelles, les lingettes humides et la mousse nettoyante sont utilisés sans eau. Les produits nettoyants sans eau de MoliCare® Skin protègent la couche protectrice naturelle de la peau.

Spécifications

Marque	Hartmann
SKU leverancier	9950750
Composition	Sans alcool, sans parabène et sans phénoxyéthanol
Taille	20 x 30 cm
Type d'emballage	Paquet