

## 1571898 - kBox4 Lite Advanced Plus System



### Déscription

Le système kBox4 Lite Advanced Plus est reconnu pour sa qualité, sa facilité d'utilisation, sa technologie, son ergonomie, son évaluation et ses publications scientifiques. Le système Advanced Plus comprend la plate-forme Kbox4 Lite, le kMeter II, l'ajusteur d'angle, six volants, un tapis de protection, une ceinture et un harnais pour les hanches (5 packs), un harnais pour la tête, une kBar, des chevillières, un cale-pied, des blocs d'élévation (2 packs), une ceinture d'extension, un sac de transport pour les volants et deux versions de kGrips. Tout cela est accompagné d'un kit qui permet de fixer la kBox4 au sol.

### Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour les exercices du haut, du torse et du bas du corps
- Portable
- Le système de rétroaction Bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres.
- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Pour un usage individuel à domicile
- 1-4 grands volants d'inertie
- Inertie jusqu'à 0,200 kgm<sup>2</sup>.
- Système de rétroaction kMeter II
- Dimensions 76 x 51 cm
- Poids : 9 kg

## Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571898
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce