

## 1606378 - Cellacast® Xtra - écru - 10 cm x 3,6 m - 1 x 10 pcs



### Déscription

Fin, léger et solide: Cellacast® Xtra, en tant que bandage de soutien moderne et synthétique, assure une stabilisation fiable. Il se compose d'un support en fibre de verre rigide, et est utilisé pour l'immobilisation après des fractures, opérations et corrections orthopédiques. En outre, il convient pour le traitement des ostéopathies et des maladies articulaires et en tant qu'attelle, pour le renforcement de bandages circulaires. Une stabilité élevée du bandage est nécessaire précisément après des fractures et opérations. Son poids assure à la fois le confort et le moins de restrictions possibles pour le patient. Cellacast® Xtra est un bandage de soutien léger qui permet d'atteindre la stabilité nécessaire en peu de tours. Il peut ainsi être mis en charge et offre la légèreté nécessaire à un port prolongé confortable. Le bandage de soutien s'adapte à toutes les anatomies, même aux articulations complexes, et permet une pose aisée et rapide. En outre, le matériau permet une prise rapide des couches ce qui rend son utilisation attrayante du point de vue financier.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Dimensions du produit</b>	L 10 cm, L 3600 cm
<b>Composition</b>	Tricot en fibre de verre imprégné de résine polyuréthane
<b>Couleur</b>	Ecru
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte