

1532417 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-stérils - bleu - M - 1 x 200 pcs



Déscription

Texa® Soft Nitrile est un gant d'examen sans latex ni poudre. Fournit une bonne adhérence dans des situations sèches et humides, offre une bonne barrière contre la plupart des produits chimiques et réduit le risque d'irritation de la peau. Convient aux mains gauche et droite.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Conforme à la norme HACCP	Oui
Normes	EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4; ISO 10993-1; ISO 10993-10; ISO 2859-1; EN 15223-1; ISO 14971; EN 420; ISO 374-1; ISO 374-2; EN 16523-1; ISO 374-4; ISO 374-5; EN 1186-1, AQL 1.5
Couleur	Bleu
Ingrédient principal	Nitrile
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	M
Type d'emballage	Boîte