

## 1532417 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-stérils - bleu - M - 1 x 200 pcs



### Déscription

Texa® Soft Nitrile est un gant d'examen sans latex ni poudre. Fournit une bonne adhérence dans des situations sèches et humides, offre une bonne barrière contre la plupart des produits chimiques et réduit le risque d'irritation de la peau. Convient aux mains gauche et droite.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Poudré</b>	Non
<b>Longueur de la manchette</b>	24 cm
<b>Composition</b>	Nitrile doux
<b>Normes</b>	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
<b>Résidu poudre</b>	? 2,0 mg/handschoen conform EN 455-3
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>sku</b>	1532417
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Force jusqu'au point de rupture après vieillissement</b>	6N
<b>Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement</b>	6N
<b>Largeur de la paume</b>	95 mm > 240 mm
<b>Largeur doigt</b>	0,10 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Non applicable
<b>Niveau de qualité</b>	AQL 1.5
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>épaisseur de la paume</b>	0,08 mm
<b>épaisseur du poignet</b>	0,07 mm