

1545157 - Coussin - 60 x 60 cm - 1 pc



Déscription

Un coussin doux, respirant et élastique, imperméable à l'eau, à l'urine et au sang. Il est entièrement soudé et lavable avec des produits d'entretien. La couverture est ignifuge (berc.5) et n'a pas de coutures sur les surfaces de couchage, est également résistante au SARM et antibactérienne.

Avantages

- Souple et bi-élastique
- Perméable à la vapeur d'eau et ventilant
- Résistant au MRSA
- Norme anti-incendie Crib 5
- Antiallergique
- Antifongique

Spécifications

Marque	MMC
Dimensions du produit	L 60 cm, L 60 cm
Composition	Housse: polyuréthane, matériel bi-élastique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce