

1610809 - Facet gobelet - haut - 25 ml - rouge transparent - 80 x 47 pcs



Déscription

Wiegand® Medicups, les pratiques gobelets gradués de 5 à 25 ml pour administrer à la fois des médicaments oraux et des comprimés. Les gobelets peuvent être étiquetés avec des étiquettes ou un marqueur. Le gobelet de médication est fabriqué en polypropylène, possède une prise améliorée et est compatible avec le lave-vaisselle jusqu'à 65°.

Spécifications

Marque	Wiegand
A utiliser avec:	Facet deksel
Composition	Polypropylène
Contenu	25 ml
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Carton