

1559571 - MaiMed®-caplast I.V. - 8 x 6 cm stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

Caplast MaiMed® I.V. Le pansement blanc prêt à l'emploi est composé à 100% de polyester non tissé avec fente. Convient aux peaux sensibles grâce à un adhésif hypoallergénique et sans latex. Le bandage dépasse la forme du corps.

Spécifications

Marque	Maimed
Stérile	Oui
Compresse	Non
Perforé	Non
Sans latex	Oui
Composition	100% polyéstre, non-tissé
sku	1559571
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	8 x 6 cm
Type d'emballage	Boîte