

**1559571 - MaiMed®-caplast I.V. - 8 x 6 cm stérile - 1 x 50 pcs**



## Déscription

Caplast MaiMed® I.V. Le pansement blanc prêt à l'emploi est composé à 100% de polyester non tissé avec fente. Convient aux peaux sensibles grâce à un adhésif hypoallergénique et sans latex. Le bandage dépasse la forme du corps.

## Spécifications

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Maimed                      |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                         |
| <b>Compresse</b>                 | Non                         |
| <b>Perforé</b>                   | Non                         |
| <b>Sans latex</b>                | Oui                         |
| <b>Composition</b>               | 100% polyéstre, non-tissé   |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                       |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| <b>Taille</b>                    | 8 x 6 cm                    |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                       |