

1517771 - Mepitel® Film - 6 x 7 cm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

Mepitel® Film de Mölnlycke protège les peaux fragiles et sensibles. C'est un pansement en film de silicone souple, stérile, transparent, respirant et adhésif. Il réduit la douleur et les lésions cutanées pour le patient lors du changement de pansement. Il peut être utilisé comme pansement primaire et secondaire. De plus, il est facile à appliquer grâce à son système d'application.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Composition	Silicone
Stérile	Oui
Auto-adhésif	Oui
sku	1517771
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	6 x 7 cm
Type d'emballage	Boîte