

1576499 - Châssis iQuest - roues escamotables - hauteur variable électrique - programmable - support rouleau papier - sans revêtement - 1 pc



Déscription

La table d'examen iQuest répond aux besoins des professionnels de santé en proposant une table robuste et confortable. Adaptée aux patients dont la liberté de mouvement est limitée, la table s'adapte grâce à une position surélevée d'une hauteur de 46 cm à 93 cm. Le dossier ouvert qui sert de support, avec des mouvements électriques silencieux et sûrs.

Spécifications

Marque	Promotal
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	46-93 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Normes	ISO 13485:2016
Capacité de levage	250 kg
sku	1576499
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce