

## 1609108 - Tena Proskin Slip Plus Large - 3 x 30 pcs



### Déscription

TENA Slip Plus est un produit d'incontinence de type change complet ouvert avec attaches repositionnables offrant un ajustement parfait, un confort et une protection contre les fuites. TENA ProSkin Slip présente une matière sensation textile douce, un ajustement près du corps et un noyau super absorbant pour une sécurité antifuites élevée. Il est idéal pour les personnes semi-mobiles ou immobiles.

Grâce à la technologie FeelDry Advanced™, le produit absorbe rapidement le liquide, aidant à maintenir la peau sèche et saine. Le noyau hautement absorbant absorbe alors rapidement l'urine, même en grande quantité, pour assurer une peau au sec. Le voile extérieur ConfioAir™ 100 % respirant laisse la peau respirer. Toutes ces caractéristiques aident à préserver la santé naturelle de la peau.

La conception ouverte avec attaches adhésives résistantes permet de changer facilement le produit en position debout ou couchée et de le repositionner plusieurs fois pour un ajustement optimal. Pour encore plus de fraîcheur, le produit neutralise les odeurs, et possède un indicateur d'humidité qui indique quand il est temps de le changer.

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | essity_tena                  |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage          | Carton                       |