

## 1003150 - Opsite flexigrid - 15 x 20 cm - 1 x 10 pcs



### Déscription

Opsite Flexigrid est un film imper-respirant et un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

### Spécifications

Marque	Smith & Nephew
Compresse	Non
sku	1003150
Stérile	Oui
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	15 x 20 cm
Type d'emballage	Boîte