

1532691 - Oxymètre avec pléthysmogramme - 1 pc



Déscription

L'oxymètre de pouls standard donne la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO₂), du pouls et pléthysmogramme. Ce modèle convient aux adultes et enfants à partir de 3 ans environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm).

Il contient un écran OLED 2 couleurs, 6 modes d'affichage et un indicateur de batterie faible.

Mesures : SpO₂ : 70 à 100% avec précision à +/- 3%. Pouls : 30 à 235 bpm avec précision à +/- 2 bpm.

Livré avec une dragonne et piles.

Spécifications

Marque	Comed
Poids du produit	0.05 kg
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Taxe Bebat	0.06 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	7,5 mm