

1543463 - FW 20 chauffe-pieds - 1 pc



Déscription

Grâce à ce chauffe-pieds particulièrement doux, vos pieds pourront se réchauffer et sont les pieds froids au passé. et il convient également aux personnes ayant de grands pieds. Doté d'un système de sécurité Beurer (BSS), il s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes, dispose d'un contrôle électrique précis de la température et de l'éclairage. Dessus: fibre polaire, chancelière: peluche que vous pouvez retirer. Fabriqué à partir de matériaux 100% certifiés OEKO-TEX.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 26 cm, L 32 cm
SKU leverancier	53106
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 2844-181
Lavable en machine	Oui
Respirant	Non
Chauffage rapide	Non
Housse incluse	Non
Housse lavable en machine	Non
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	3
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce