

1543063 - Peigne - bleu - 30 cm - 1 pc



Déscription

Cette brosse à cheveux offre une balance parfaite entre effet maximal et effort minimal des mains, bras et épaules. Les poignées ovales ont une surface rugueuse qui offre une adhérence sûre. La brosse à cheveux est disponible en 2 longueurs. Elles suivent la ligne de la tête grâce à leur forme courbée cela permet de tenir la poignée près de la tête sans perdre de force et de l'amplitude.

Spécifications

Marque	Etac
Composition	Polypropylène et TPE
sku	1543063
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	30 cm
Type d'emballage	Pièce