

## 1576659 - Housse en velours pour coussin Relax bébé XL - dusty rose - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C, Les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1576659
<b>Couleur housse</b>	Dusty rose
<b>Lavable</b>	60°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Fluweel
<b>Type d'emballage</b>	Pièce