

1003190 - Lenkelast® - bandes à allongement modéré - 10 cm x 5 m - 1 pc



Déscription

Lenkelast® est une bande à allongement modéré universel. Un bandage durable et antidérapant à utiliser pour toutes les morphologies. Cela va du bandage de fixation quotidien dans le soin des plaies et des pansements pour attelles en passant par le soutien et le soulagement jusqu'à la compression légère. Le tissu fin est respirant et doux pour la peau grâce à la combinaison de 65 % coton et 35 % polyamide.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	64 % coton, 35 % polyamide, 1 % élasthanne
Stérile	Non
Auto-adhésif	Non
sku	1003190
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 5 m
Type d'emballage	Boîte