

## 1023753 - Prämeta - garrot - vert - 1 pc



### Déscription

Serrure métallique de haute qualité au design moderne avec un serrage réglable avec précision. Matériau agréable pour la peau, composé d'un tissu en coton durable, sans latex et stérilisable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>SKU leverancier</b>	7090200001
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce