

1559664 - Lecteur de carte à puce pour programme EN-TRACK/EN-TRAIN - 1 pc



Déscription

Le logiciel thérapeutique pour l'entraînement et le fitness médicalisé. Rapide, facile et 100% adapté pour les patients dans les hôpitaux, maisons de repos et cabinets privés. Destiné aux tests et entraînements de renforcement musculaire et cardio.

Conçu pour le contrôle optimal des appareils d'entraînement Enraf-Nonius En-Cardio, En-Dynamic et En-Tree poulie.

Caractéristiques

- Admission/évaluation: Saisies des données patients et des valeurs de tests
- Création de protocole: Programmation d'entraînement selon les valeurs des tests obtenues
- Chargement de protocole: Paramétrage automatique des appareils avec circuit imposé ou libre selon la pathologie
- Feedback: Compte rendu en fin de séance des performances
- Adaptation: En fonction des progrès ou de l'objectif, l'entraînement est adapté selon les recommandations

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1559664
Type d'emballage	Pièce