

## 1543689 - Inhalateur 2-pièce - 1 pc



### Déscription

L'inhalateur blanc en 2-pièce avec 2 poignées est facile à utiliser, se ferme et s'ouvre facilement, composée en polypropylène.

Dimensions: 20,5 cm x 21,5 cm

### Spécifications

<b>Code CNK</b>	CNK 1680-081
<b>sku</b>	1543689
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce