

## 1610779 - Heine set otoscope mini 3000 FO LED - poignée à piles et spéculums - 1 pc



### Déscription

Le Heine 3000 est un otoscope compact avec éclairage LED-HQ direct. Il offre un rendu des couleurs naturel, ce qui élimine le besoin de remplacer la LED. L'otoscope présente un design exclusif et un boîtier robuste. Il est également facile à utiliser, avec une fenêtre d'observation fixe qui peut être tournée sur le côté. L'appareil offre une autonomie d'environ 10 heures.

Le set d'otoscope Heine 3000 est livré avec une poignée alimentée par des piles (incluses) et 10 spéculums réutilisables.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Inclus dans le produit</b>	Mini 3000 otoscope, poignée avec piles incluses ; 10 spéculums jetables AllSpec de 4 mm
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Illumination</b>	LED
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée non rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille de poche
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	2,5 V