

## 1106340 - Planoscope 40 - 1 pc



### Déscription

Le Planoscope 40 de Welch Allyn simple est adapté à la mesure de la pression sanguine. Avec un membrane ultra-mince de 40 mm, des supports d'oreille rotatifs et une pièce thoracique unilatérale.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Digital</b>	Non
<b>sku</b>	1106340
<b>Application</b>	Examen physique
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleur de la poignée</b>	Noir
<b>La technologie du pavillon</b>	Unilatéral
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Planoscope