


1533406 - Source de lumière avec 50 anses auriculaires jetables - modèles différents - 1 pc



Déscription

Les curettes auriculaires éclairées Bionix combinent éclairage et grossissement pour réduire le temps nécessaire aux prestataires de soins pour voir et retirer en toute sécurité le cérumen du conduit auditif.

Spécifications

Marque	Bionix
sku	1533406
Qualité instruments	Jetable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte