

## 1539788 - Probe foetale 2MHz OP3-XS



### Déscription

**Dopplers numériques d'affichage du rythme cardiaque fœtale (RCF) avec sonde étanche fixe 2MHz ou 3MHz**

**Caractéristiques :**

- Conception compacte et légère pour faciliter le transport.
- Grand écran LCD à fort contraste affichant le rythme cardiaque fœtale en gros chiffres.
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une plus grande facilité d'utilisation

d'utilisation

- Sondes à haute sensibilité pour maximiser les performances dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques.
- Prend en charge les sondes étanches de 2MHz et 3MHz qui conviennent pour le monitoring en environnement accouchement dans l'eau.
- Sondes faciles à nettoyer pour un meilleur contrôle des infections
- Piles AA pour plus de commodité et une rentabilité à long terme

## Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>SKU leverancier</b>	OP2-XS
<b>sku</b>	1539788
<b>Fréquence de la sonde</b>	2MHz
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce