

1553499 - Rayon de pédalage ajustable pour MOTomed Viva - Retrofit

Déscription

Rayon de pédalage ajustable - Kit de montage ultérieur

- Pour un réglage précis et rapide du rayon de pédalage
- Réglable au millimètre près ou à quatre positions prédéfinies (5,0cm / 7,5cm / 10,0cm / 12,5cm)
- Recommandé en cas de raideurs articulaires (contractures) ou spasmes forts

Non-compatible avec le système pour mobilisation des chevilles avec réglage fixe par cadran référence 74-1-534-000

Spécifications

| | |
|-------------------------|---------|
| Marque | MOTomed |
| sku | 1553499 |
| Type d'emballage | Paire |