

1551001 - MST-3180 clamp d'échantillons de mucus - tube 29 cm - 25 ml - 1 x 75 pcs



Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec une longueur de tube de 29 cm et bouchon à vis de rechange est conçu pour prélever des échantillons de mucus pour un examen microbiologique. Ce piège fourni d'une capacité de 25 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration, ainsi qu'une étiquette avec les informations relatives au patient.

Ces pièges à bave sont utilisés pour collecter des échantillons de bave pour des recherches ultérieures et sont utiles dans diverses situations.

- Stérile, emballage individuel
- Récipient de collecte de 25ml ou 70ml
- Fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de raccordement d'aspiration

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 29 cm
Stérile	Oui
sku	1551001
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte