

1104217 - Speculums vaginaux pour source de lumière Kleenspec 800 - M - 1 x 24 pcs



Déscription

Finition confortable et entièrement lisse en plastique transparent pour une analyse gynécologique visuelle optimale. Les spéculums vaginaux jetables de haute qualité de **Welch Allyn** sont adaptés à la source lumineuse Kleenspec 800.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Tailles des spéculums	M
Type d'emballage	Boîte