

1543994 - Ceinture abdominale sécurisée renforcée pour le lit - L - 85 -135 cm - 1 pc



Déscription

Identique à la ceinture lit RFB10115 - 10140 , elle possède des sangles de maintien latéral intégrées, pour empêcher les mouvements latéraux. Elle s'utilise avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 et les Rallonges RFB10200 et RFB10300.
Option nécessaire : 3 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
Options nécessaires	3 sloten + 1 sleutel
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	14 cm
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	L
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard