

## 1021248 - Eucerin pH5 lotion nettoyante sans savon - 200 ml - 1 pc



### Déscription

La lotion lavante Eucerin pH5 est un produit de lavage quotidien du visage et du corps qui ne contient pas de savon alcalin. Les tensioactifs extra-doux nettoient en douceur mais efficacement les peaux sèches et sensibles. Le système unique Eucerin pH Balance donne au nettoyant la valeur pH optimale pour protéger les défenses naturelles de la peau, maintenir son élasticité et empêcher son dessèchement. Il convient également aux bébés et aux enfants.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beiersdorf
<b>Ingrédients</b>	Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Chloride, Methylpropanediol, Panthenol, Sodium Citrate, Polyquaternium-10, Coco-Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycol Distearate, Glycerin, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Sodium Benzoate
<b>Apparence</b>	Savon liquide
<b>Contenu</b>	200 ml
<b>Odeur</b>	Parfumée
<b>Type d'emballage</b>	Pièce