

**1543927 - Housse pour coussin de positionnement - 28 x 38 cm x
200 cm - 1 pc**



Déscription

Housse amovible en coton, lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM11188
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Coton
Couleur housse	Bleu
Lavable	60°
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce