

## 1600524 - TwinStream™ ICU - pour 10 à 200 kg



### Déscription

L'unité de soins intensifs TwinStream™ offre une ventilation d'une efficacité et d'une sécurité inégalées. C'est le seul système sur le marché qui offre la ventilation bi-niveau pulsée p-BLV™. Le module p-BLV™ génère une colonne de gaz pulsée. Cela favorise un échange gazeux optimal, le conditionnement du gaz respiré et la transmission de l'amplitude des ondes de pression dans le poumon. C'est un avantage considérable par rapport aux systèmes de ventilation conventionnels.

#### Caractéristiques :

- Augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle
- Pression de ventilation plus faible
- Échange gazeux plus efficace par rapport à la ventilation classique
- Préparation simple de l'appareil
- Facile à utiliser

## Spécifications

<b>Marque</b>	Carl Reiner
<b>Normes</b>	ISO 13485
<b>sku</b>	1600524
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type beademing</b>	Ventilation invasive