

1609110 - Tena Fix Premium Medium - 8 x 25 pcs



Déscription

Quand vous utilisez la gamme TENA Comfort de protections de forme anatomique, TENA Fix permet de maintenir la protection bien en place. Les culottes de maintien lavables et réutilisables arborent un design sans couture pour réduire les points de pression. Choisissez votre taille entre XS et 3XL pour obtenir un ajustement optimal. Ceci garantira une protection confortable et sûre contre les fuites, de jour comme de nuit. La culotte de maintien TENA Fix peut être lavée à 60 degrés puis passée au sèche-linge sur programme doux jusqu'à 50 fois sans perdre sa forme. La culotte de maintien sans latex est composée de 96 % de polyester et de 4 % d'élasthanne et aide à garder la peau saine.

Spécifications

Marque	essity_tena
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Carton