

1601545 - Asept lingettes désinfectante en alcool - boite - 150 pcs



Déscription

Asept lingettes désinfectant avec un solution isopropyl qui efficace contre les bactéries et les fungus. Fabriqué à 100 % en polypropylène.

- NOTIF 831 - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Spécifications

Marque	Ecoline
Composition	100% polypropylène, l'eau, Alcohol denat., Sodium, Laureth Sulfate, Isopropyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexyl, Glycerine
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce