

## 1552299 - Câble bipolaire fiche 2 mm - 1 pc



### Déscription

Câble bipolaire avec fiche de 2 mm à utiliser avec les appareils Endomed d'Enraf-Nonius (par ex. 182 et 482).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552299
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce