


1546240 - Cadre de douche - avec dossier réglable, réceptacle et tuyau d'évacuation - 1700 mm - blanc - 1 pc



Déscription

Pour certaines personnes, il est plus confortable d'être lavées et soignées en position allongée. Dans cette position, les soins sont effectués d'une manière différente que dans une position assise. Il est ainsi plus facile pour la personne soignée de l'aider. En outre, la posture de travail de l'aidant est plus favorable d'un point de vue ergonomique.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2408.1701-02
Catégorie cadres de douche	Cadre de douche
Couleur cadre de douche	Blanc
Longueur cadre de douche	1700 mm
Matériel cadre de douche	Acier revêtu/couche en HT (type nylon)
Type d'emballage	Pièce