


1560003 - LYS-5631 set d'aspiration - 1 x 10 pcs



Déscription

Ces ensembles Link Yankauer sont pré-connectés à un connecteur d'aspiration Pennine de 3 mètres, LY-3601 Midi VC inclus. Pour l'aspiration chirurgicale générale. Double emballage stérile dans des sachets pelables individuels.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 300 cm
Stérile	Oui
sku	1560003
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte