

## 1301583 - Porte-aiguille Olsen-Hegar - TUC ( dorée) - 14 cm - 1 pc



### Déscription

Porte-aiguille Olsen-Hegar avec ciseaux incorporés pour tenir et accompagner l'aiguille pendant la suture.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Taille</b>	14 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type porte-aiguilles</b>	Combinaison porte-aiguilles/ciseaux