

1543943 - Coussin triangle - H 28 cm x L 60 cm x L 30 cm - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 60 cm, H 28 cm, L 30 cm
SKU leverancier	RCM18000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce