

1543479 - HK 115 coussin chauffant 47x34 cm - 100 W - 1 pc



## Déscription

Coussin chauffant pour le rendre douillet en matière polaire qui procure une chaleur agréable en forme de papillon. Avec un contrôleur LED innovant, 6 réglages de température et un système de sécurité Beurer (BSS). Le coussin s'éteint automatiquement après 90 minutes et dispose d'un interrupteur amovible pour pouvoir également le laver en machine à 30° maximum.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 34 cm, L 47 cm
<b>SKU leverancier</b>	27404
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Code CNK</b>	CNK 2844-124
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Oui
<b>Chauffage rapide</b>	Oui
<b>Housse incluse</b>	Oui
<b>Housse lavable en machine</b>	Oui
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	6
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543479
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce