

1600431 - WA ProBP 2400 digital NIBP device - 1 pc



Déscription

Vous ne devriez pas avoir à faire de compromis lorsque vous choisissez de l'équipement pour votre cabinet. C'est pourquoi nous avons conçu le tensiomètre numérique ProBP™ 2400 pour offrir rapidement des mesures numériques précises et fiables dans un kit abordable. Idéal pour les soins primaires et les soins ambulatoires spécialisés, le tensiomètre ProBP 2400 est doté de la technologie de calcul de la moyenne de la tension artérielle pour vous fournir un tableau plus complet lors de la détection et du diagnostic de l'hypertension.

- La détection des battements de cœur irréguliers vous fournit des données pour vous aider à prendre des décisions relatives aux tests
- La vitesse de dégonflage contrôlée par microprocesseur assure un fonctionnement constant.
- Le mode de calcul de la moyenne sur trois mesures peut donner une idée plus générale de la véritable tension artérielle du patient
- Le mode manuel permet au tensiomètre ProBP 2400 de servir de jauge numérique lorsqu'une auscultation est indiquée
- Grâce à sa batterie au lithium-ion, l'appareil peut prendre jusqu'à 100 mesures quand il est totalement chargé
- Dimensions: hauteur: 11,5 cm, largeur: 30,5 cm, longueur: 23,5 cm

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | WelchAllyn |
| sku | 1600431 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |