

1551869 - HUMAN TECAR MAT - Basic Pillow



Déscription

Coussin de dureté moyenne qui peut être utilisé seul ou ajouté à des tapis individuels. Le coussin est utile pour les exercices de rééducation plus complexes.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Marque | Unibell |
| Dimensions du produit | L 30 cm, H 12 cm, L 40 cm |
| Modèle | Basic Pillow |
| Réglementation Européenne | 2001/95/EC |
| Type d'emballage | Pièce |