

## 1022245 - Repose matelas 77 x 190 x 5 cm - coussin 45 x 45 x 7 cm - pompe - 1 pc



### Déscription

Les matelas Repose sont destinés à la prévention et à la gestion des escarres dans le cadre d'un programme de gestion des soins de santé. Le surmatelas Overlay de Repose a été conçu pour une utilisation sur lit simple standard, et s'est avéré assurer un confort incomparable et une grande efficacité en matière de répartition de la pression. Il est adapté tant pour les soins de courte durée qu'en milieux communautaires.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Repose
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce