

1574792 - Bassin réniforme en acier inoxydable - 1 pc



Déscription

Bassin réniforme multifonctionnel en acier inoxydable avec un large spectre d'utilisation dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les centres de soins résidentiels pour recueillir les fluides corporels afin d'y déposer les instruments en fonction de leur utilisation avant le nettoyage.

Spécifications

Hauteur réglable	Non
Couverture	Non
Digital	Non
Composition	Acier inoxydable
Type d'emballage	Pièce