

## 1574253 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax standard - grey lined - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1574253
<b>Couleur housse</b>	Gris ligné
<b>Lavable</b>	60°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce