

1539421 - MaiMed®-film - 2,5 cm x 9,14 m - non stérile - 1 x 12 pcs



Déscription

MaiMed®-film est un pansement adhésif et fixateur transparent. Peut être facilement déchiré dans le sens de la longueur et de la largeur pour une fixation facile. Convient pour la fixation de bandages, compresses, cathéters et sondes. Le produit est doux pour la peau, hypoallergénique et respirant. De plus, il est hydrofuge et anti-salissures et sans latex. Fabriqué en polyéthylène avec adhésif polyacrylate.

Spécifications

Marque	Maimed
Dimensions du produit	L 2.5 cm, L 914 cm
SKU leverancier	00077210
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Oui
Composition	Polyéthylène avec couche adhésive en polyacrylate
Sans latex	Oui
Normes	ISO 13485:2016
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte